



AUTOCLAVES

AUTOCLAVE MESA – 23 LITROS GRAVITACIONAL 2540 EKAP



A autoclave TUTTNAUER® foi projetada para esterilizar instrumentais, líquidos e tecidos. Realiza esterilização rápida, segura e confiável, sem a necessidade de ventilação ou instalação hidráulica especial da autoclave. Dispõe de uma opção de escape rápido, o que reduz o tempo de ciclo para produtos sólidos e uma opção de escape lento, que libera pressão da câmara mais devagar e impede que o líquido ferva. As bolsas de ar frio são eliminadas pela pressão contínua, garantido a esterilização uniforme. Impressora Acoplada.

Características Técnicas

Autoclave horizontal de bancada, totalmente automática, com funcionamento termodinâmico para temperatura, pressão e tempo.

Fabricante: **Tuttnauer®**

Procedência: **Israel**

Dimensões Externas: **(CxLxA) 540 x 510 x 360mm**

Dimensões da Câmara: **D250 x P470mm**

Quantidade de Bandejas: **4- Aço Inox**

Peso: **41 Kg**

Garantia: **12 Meses**

Voltagem: **220 v**

Potência: **2200 Watts**

Capacidade: **23 Litros**

Reservatório de Água com Autonomia de Aproximadamente 15 Litros

Registro ANVISA: **10357720014**

Impressora Acoplada

Especificações

Entrada de água no início do ciclo de esterilização com a porta fechada.

Ciclo Flash: Esterilização completa (Aquecimento + Esterilização) de instrumentais desembalados em 9 minutos, a partir de um início quente.



AUTOCLAVES

AUTOCLAVE MESA – 23 LITROS GRAVITACIONAL 2540 EKAP



Ciclo Convencional: Esterilização Completa (Aquecimento + Esterilização + Secagem) de instrumentais embalados, em 30 minutos, a partir de um início quente.

Ciclo de Secagem independente, dispensando a abertura da porta para executar o ciclo de secagem. Monitoramento físico permanente. Permite visualizar todos os parâmetros de esterilização como temperatura, tempo e pressão.

Câmara de esterilização, bandejas e portas produzidas em aço inoxidável AISI 316L altamente resistente a corrosão. Dotada de entrada especial para processos de validação e qualificação térmica.

Programas

Possui 4 programas sugeridos de fábrica ajustáveis*:

Programa 1 – Desembalados – 134°C 4 min sem secagem

Programa 2 – Embalados – 134°C 7 min 15 min secagem

Programa 3 – Líquidos – 121°C 30 min sem secagem

Programa 4 – Secagem – Programar

- Tempo de Esterilização: 3 – 99 min
- Tempo de Secagem : 1 – 99 min
- Temperatura de Esterilização: 105° a 137°C

Segurança

19 dispositivos de segurança. Válvula de segurança, acionada quando a pressão chega a 40 PSI (2,7 BAR).

Trava de segurança impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.

Termostato de segurança para alta temperatura evitando a queima das resistências. O display também indica qual o motivo da falha tais como LOW TEMP se a temperatura permanecer 3°C abaixo do programa ou HIGH TEMP se a temperatura ultrapassar 5°C da programada.

Legislação

Atende as mais rigorosas normas internacionais de qualidade e segurança, tais como: ISO 9001:2000, ISO 9002, ISO 13485:2003, ASME, UL, CSA, TUV, EM/IEC.