



# INDICADORES QUÍMICOS

## IT26-1YS VAPOR

**Indicadores Químicos de único ponto para processos de esterilização a Vapor**



Os indicadores integradores químicos Tipo 5 Integron® são tiras impressas com tinta reagente projetadas para mudar de amarelo para preto quando a população teórica de esporos atinge o seu tempo de morte, o que indica que a condição de integração (Temperatura, tempo de Exposição e Qualidade do Vapor) foi alcançada. Essa condição é calibrada com o momento da morte de uma população teórica de  $10^6$  esporos da bactéria *Geobacillus stearothermophilus*, calculados em BIER (Biological Indicator Evaluator Resistometer).

### Características Técnicas

Fabricante: **Terragene**

Marca: **Integron®**

Modelo: **IT26-1YS**

Procedência: **Brasil**

Agente esterilizante: **Vapor**

Classificação: **Tipo 1**

Condição de Exposição: **121°C a 135°C**

Dimensões: **19mm x 30 mm**

Cor Inicial: **Amarelo**

Cor Final: **Preto**

**Tinta 100% Isenta de Chumbo e Metais Pesados**

Apresentação: **Bolsa de Alumínio contendo 200 Tiras**

Validade: **5 anos**

Registro ANVISA: **Dispensado**

Norma Regulamentadora: **ISO 11.140-1**

### Especificações

Armazenamento: Temperatura 10-30°C, HR 30-80% e manter protegido da luz.

A incorreta conservação dos indicadores químicos pode inativar seu funcionamento ou modificar a cor final após a exposição ao agente esterilizante.

Usar somente para esterilização a vapor de água.

Projetado sob os Padrões do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 13485:2016 /NS-EN ISO 13485:2016.