



INDICADORES DE LIMPEZA

CDWA-3 INDICADOR QUÍMICO DE LIMPEZA PARA LAVADORAS



Os indicadores CDWA-3 Chemdye® foram desenvolvidos para o monitoramento do processo de lavagem das lavadoras. Consistem em um tira plástica resistente à temperatura, com uma mistura de componentes naturais coloridos, especialmente combinados, não tóxico, diluído pela maioria dos agentes de limpeza e eliminado juntamente com fluidos de lavagem. A formulação de limpeza dos indicadores CDWA detecta todos os fatores que afetam o resultado do processo de limpeza. Os indicadores CDWA podem ser usados para controle de processos de rotina de limpeza e para permitir o monitoramento da eficácia das lavadoras automáticas.

Características Técnicas

Fabricante: **Terragene**

Marca: **Chemdye®**

Modelo: **CDWA-3**

Procedência: **Argentina**

Composição da Sujidade: **Proteínas, Hidratos de Carbono, Ácidos Graxos e Corantes.**

Não Tóxico

Nível de Dificuldade: **Muito Alto**

Temperatura: **50°C – 70°C**

Lavadora Ultrassônica: **Maior ou Igual a 35 KHz**

Dimensões: **70 x 30 mm**

Apresentação: **Bolsa de Alumínio com 200 Unidades**

Validade: **5 anos**

Registro ANVISA: **Dispensado**

Normas Regulamentadoras: **ISO 13485 e ISO/TS 15883-5.**

Especificações

Não tocar na tinta indicadora com as mãos.
Armazenamento: Temperatura 10-30°C, HR 30-80% e manter protegido da luz.

Indicado para monitoramento de lavagem a cada carga.
Projetado sob os padrões do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016.