

Linha de
Produtos para
Biossegurança

Saneantes

SAYOZYME 3

Detergente Neutro Enzimático



É um detergente neutro enzimático, biodegradável, especializado na limpeza de todo instrumental cirúrgico, odontológico e materiais médico hospitalares, desenvolvido a base das enzimas Amilase; Lipase; Protease que agem por contato sem danificar nenhum componente destes instrumentais.

Por não produzir espuma é indicado para equipamentos automatizados, lavadoras ultrassônicas, lavadoras termodesinfectoras e manualmente.

Características Técnicas

Detergente enzimático

Enzimas: 3 (Amilase, Lipase e Protease)

Fabricante: Cosmoderma

Procedência: Brasil

Diluição: 4 ml por litro

Temperatura: 40° a 55°C

Tempo de imersão: 5 minutos

Validade: 2 anos

Registro ANVISA

Apresentação: Galão de 1 e 5 litros

Especificações

Em artigos de látex ou outros componentes de origem natural é indicado não exceder o tempo de imersão recomendado.

Não misturar a nenhum outro produto saneante, pois pode inativar as enzimas

Segurança

Indispensável a utilização de EPI para manipulação.

Legislação

RDC 55, 14 de novembro de 2012.



BIOSSEGURANÇA

Sispack Medical

Rua Doze de Setembro, 1173

CEP 02052-001 São Paulo

sispack@sispack.com.br

www.sispack.com.br