



# INDICADORES QUÍMICOS

## EMULADOR QUÍMICO VAPOR TIPO 6 4 MINUTOS COM MUDANÇA DE COR IT27-4YS

Indicadores Químicos de único  
ponto para processos de  
esterilização a Vapor



Os emuladores indicadores Integron® IT27-4YS foram desenvolvidos para uso interno em processos de esterilização a vapor, para garantir o cumprimento de todas as variáveis críticas (temperatura, tempo, qualidade do vapor). A tinta amarela foi desenvolvida para mudar para preto quando o processo atinge os valores declarados das variáveis críticas do processo indicadas no emulador.

### Características Técnicas

Fabricante: **Terragene**

Marca: **Integron®**

Modelo: **IT27-4YS**

Procedência: **Argentina**

Agente esterilizante: **Vapor de Água**

Classificação: **Tipo 6**

Condição de Exposição: **134°C por 4 Minutos e 121°C por 12 Minutos**

Dimensões: **72 x 23mm**

Cor Inicial: **Amarelo**

Cor Final: **Preto**

**Tinta 100% Isenta de Chumbo e Metais Pesados**

Apresentação: **Bolsa de Alumínio contendo 200 Tiras**

Validade: **5 anos**

Registro ANVISA: **Dispensado**

Norma Regulamentadora: **ISO 11.140-1:2014**

### Especificações

Armazenamento: Temperatura 10-30°C, HR 30-80% e manter protegido da luz.

A incorreta conservação dos indicadores químicos pode inativar seu funcionamento ou modificar a cor final após a exposição ao agente esterilizante.

Usar somente para esterilização a vapor de água.

Projetado sob os Padrões do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 13485:2016 /NS-EN ISO 13485:2016.